

1 Pulvertrichter, PP

Die bruchsicheren LABSOLUTE® Pulvertrichter aus transparentem PP sind bei 121 °C autoklavierbar. Die Trichter sind ideal für das Abfüllen von Pulvern, Granulaten, aber auch hochviskosen Flüssigkeiten geeignet, und stellen eine äußerst wirtschaftliche Alternative zu vergleichbaren Glasrichtern dar. Der parallele Stiel verhindert ein Verstopfen des Trichters. Durch die gerippte Innenseite wird ein schnelles Abfließen der Probe gewährleistet. Außenrippen verhindern einen unnötigen Druckaufbau während der Anwendung.



Ø	Länge Stiel	Ø Stiel	Menge	Bestell Nr.
mm	mm	mm	pro VE	
65	22	16	1	7.696 230
80	29	17	1	7.696 231
100	33	22	1	7.696 232
150	30	28	1	7.696 233

2 3 Pulvertrichter, PP



Transparent. Mit kurzem, weitem Auslauf. Zum Umfüllen von pulverförmigen Substanzen und Granulaten. Schnell ablaufend durch steilen 60° Winkel. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011. Autoklavierbar (121 °C).



Ø Trichter	Ø Stiel	Höhe	Menge	Bestell Nr.
mm	mm	mm	pro VE	
60	15	57	1	7.019 920
65 *	15	70	1	9.251 720
80	15	80	1	7.059 654
80 *	21	75	1	9.251 725
100	25	89	1	6.303 859
100*	24	92	1	9.251 730
120*	27	105	1	9.251 735
150	36	142	1	6.262 104
150	28	138	1	9.251 740
180	43	166	1	9.251 741

* mit Lasche zum Aufhängen



4 Pulvertrichter mit NS-Kern, PP



VITLAB

Transparent. Für Mehrhalskolben, seitlich abgeflacht, passend auf Normschliffhalse der jeweiligen Größe. Geeignet zum Einfüllen von flüssigen oder pulverförmigen Reagenzien in Reaktionskolben, insbesondere auch zur Beschickung von z.B. Mehrhalskolben während der Reaktion. Lebensmittelgeeignetes Produkt entsprechend Verordnung (EU) Nr. 10/2011.



Ø Trichter	Höhe NS	Menge	Bestell Nr.
mm	mm	pro VE	
40	75 14 / 23	1	9.251 814
50	95 19 / 26	1	9.251 819
75	135 29 / 32	1	9.251 829

Trichterhalter, PP

Die LABSOLUTE® Trichterhalter aus PP sind für Trichter mit einem Durchmesser von 25 bis 150 mm geeignet. Ohne Adapter können auch Pulvertrichter mit einem Stieldurchmesser von max. 35 mm eingesetzt werden. Durch den mitgelieferten Klemmadapter werden die Halter sicher an Stativstangen mit einem Durchmesser von max. 12 mm befestigt.



Bezeichnung	Menge	Bestell Nr.
	pro VE	
Einfach	1	7.696 235
Doppelt	1	7.696 236

