

gültig bis 30.06.2019

### KULTURPLATTEN 3M™PETRIFILM™



- Sofort einsatzbereit
- 90 % geringeres Materialvolumen
- Validierte Methoden
- Zeit- und energiesparend
- Plus an Produktivität und Zuverlässigkeit
- Geringere Betriebskosten
- Schnelle und zuverlässige Auswertung

#### Aktionspreis

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien	100	6.237 738	<del>166,20</del>	<b>92,50</b>
Gesamtkeimzahl aerobe Bakterien	1000	6.236 670	<del>1.446,40</del>	<b>805,20</b>
Schnellnachweis auf Koliforme	50	6.245 052	<del>126,10</del>	<b>70,20</b>
Gesamtkeimzahl Koliforme	50	6.269 820	<del>86,70</del>	<b>48,30</b>
Gesamtkeimzahl Koliforme	1000	6.235 875	<del>1.498,20</del>	<b>833,95</b>
Keimzahl <i>E. coli</i>	50	6.269 819	<del>127,50</del>	<b>70,85</b>
Keimzahl <i>E. coli</i> und Koliforme	50	6.257 512	<del>119,80</del>	<b>66,70</b>
Keimzahl <i>E. coli</i> und Koliforme	500	6.257 513	<del>1.159,90</del>	<b>645,70</b>
Keimzahl Enterobacteriaceae	50	6.251 171	<del>85,90</del>	<b>47,80</b>
Keimzahl Enterobacteriaceae	1000	6.257 509	<del>1.498,20</del>	<b>833,95</b>
Keimzahl <i>S. aureus</i>	20	7.658 234	<del>66,00</del>	<b>36,70</b>
Keimzahl <i>S. aureus</i>	50	6.257 510	<del>126,10</del>	<b>70,20</b>
Keimzahl <i>S. aureus</i>	500	6.257 511	<del>1.143,10</del>	<b>636,30</b>
Schnellnachweis Hefen und Schimmel	50	6.282 104	<del>201,80</del>	<b>112,30</b>
Keimzahl Hefen und Schimmel	100	7.657 837	<del>169,10</del>	<b>94,15</b>
Keimzahl Hefen und Schimmel	1000	6.257 514	<del>1.445,70</del>	<b>804,70</b>

## MIKROBIOLOGISCHE SCHNELLTESTS 3M™ DIPSLIDES



Leicht zu handhabender Indikator für den Nachweis von Bakterien, Hefe- und Schimmelpilzen in Flüssigkeiten und auf Oberflächen.

- Einfach zu verwenden und leicht zu interpretieren
- Haltbarkeit von 9 Monaten ab dem Herstellungsdatum

**-15%**

Für	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
PCA + TTC + Nährstoffe	10	6.257 805	<del>17,40</del>	<b>14,79</b>
PCA + VRBG + CA + TVC + Enterobacteriaceae	10	6.258 926	<del>15,30</del>	<b>13,00</b>
TSA/Rose Bengal + TVC	10	6.273 017	<del>15,30</del>	<b>13,00</b>
PCA + OGYE + TVC + Hefe	10	6.287 594	<del>17,40</del>	<b>14,79</b>

## ALLERGENTESTS



Lateral flow Test in Kunststoffgehäuse, 25 einzeln verpackte Teststreifen.

**Einführungspreis**

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
L25WAL Walnuss Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 443	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25HZL Haselnuss Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 444	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25PST Pistazie Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 445	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25EI Eiweiß Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 446	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25GLU Gluten Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 447	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25ALM Mandel Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 448	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25MLK Milch Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 449	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25PNT Erdnuss Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 450	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25Soja Soja Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 451	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25COC Kokosnuss Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 452	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25FSH Fish Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 453	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>
L25CHW Cashew Rapid LFD, VE=25 Tests	1	4.665 454	<del>350,00</del>	<b>295,00</b>



## TROCKENSCHWAMM SPONGE-STICK



Schwämme und Tupfer, die speziell für mikrobielle Oberflächenproben entwickelt wurden.

3M™ Sponge-Sticks gibt es in nasser und trockener Ausführung, mit und ohne Handschuhe, passend für viele Anwendungen. Der 1.5" x 3" 3M Sponge-Stick ermöglicht die Probenahme ohne direktes Anfassen des Schwamms.

**-15%**

Typ	Verpackungs- inhalt	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
		pro VE		EUR	EUR
Trockenschwamm Sponge-Stick befeuchtet mit 10 ml gepuffertem Peptonwasser	4 x 25 Beutel	100	6.238 511	<del>201,60</del>	<b>171,36</b>
Trockenschwamm Sponge-Stick befeuchtet mit 10 ml Neutralisationspuffer	1 x 100 Beutel	100	6.266 542	<del>191,00</del>	<b>162,35</b>
Trockenschwamm Sponge-Stick	5 x 20 Beutel	100	7.970 470	<del>180,40</del>	<b>153,34</b>

LUMINOMETER CLEAN-TRACE™ LM1



Einfaches, schnelles und zuverlässiges, Diagnosegerät zur Überprüfung der Reinigungseffektivität und Erfassung, Speicherung und Verwaltung von Daten für spätere Analysen.

- Kompakt und einfach zu bedienend
- Schnelle Ergebnisse ermöglichen sofortige Korrekturmaßnahmen
- Für die Verwendung mit den Abstrichtupfern 3M™ Clean-Trace™ UXL100, AQT200 und AQF100



**Aktionspreis**

Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
Clean-Trace™ LM1	pro VE 1	4.665 172	EUR 3.030,00	EUR 2.500,00

ABSTRICHTUPFER FÜR LUMINOMETER 3M™ CLEAN-TRACE™ LM1



6.261 832

6.243 230

6.261 831

**-15%**

Typ	Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
Clean-Trace™ ATP UXL100	Abstrichtupfer für Oberflächen	pro VE 100	6.243 230	EUR <del>294,20</del>	EUR 250,07
Clean-Trace™ Water AQF100	Abstrichtupfer, freies ATP	100	6.261 832	<del>305,00</del>	259,25
Clean-Trace™ Water Plus AQT200	Abstrichtupfer, gesamtes ATP	100	6.261 831	<del>304,70</del>	258,99

ABSTRICHTUPFER CLEAN-TRACE™



6.251 968



4.665 741

**-15%**

Typ	Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
ALLTEC60	Oberflächen Protein Test (Allergen)	pro VE 60	6.261 368	EUR <del>189,20</del>	EUR 160,82
ATP10MLS	Oberflächen Positivkontrolle	10	6.251 968	<del>67,40</del>	57,29
MPRO50	Oberflächen Protein Plus	50	4.665 741	<del>173,40</del>	147,39

# LABORTOPS

**EXTRA**  
**3M Food Safety**

## BIO-INDIKATOR ATTEST™ ZUR KONTROLLE VON DAMPF-STERILISATOREN



Zur biologischen Kontrolle gehört der Einsatz von Indikatoren, welche überprüfen sollen, ob in jeder Ladung alle Mikroorganismen abgetötet wurden. Die Bio-Indikatoren sind einzigartig, da sie direkt anzeigen, wie viele mikrobielle Sporen im Sterilisator tatsächlich abgetötet wurden. Dank der Zuverlässigkeit und Qualität der erhaltenen Informationen, kann der regelmässige Einsatz eines Bio-Indikators zu einer verbesserten Leistungsfähigkeit des Sterilisationsprozesses und somit zu besseren Ergebnissen.

### Eigenschaften:

- Zur selbständigen Auswertung
- Leichte Handhabung
- Sinnvoll nach Reparaturen/Wartungen von Autoklaven

### Anwendung:

- Programm 3.5 Minuten, Haltezeit bei 121 °C oder 134 °C
- Nach der Sterilisation die Ampulle "aufbrechen", um die Nährlösung mit dem Sporenstreifen in Kontakt zu bringen
- Ergebnisse in 48 Stunden
- Erfüllt die Norm EN ISO 11138



Typ	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Bio-Indikator Attest™ für Dampf-Sterilisatoren, Verschluss blau	100	6.280 367	<del>248,00</del>	<b>210,80</b>

**-15%**

## MULTIPARAMETER INDIKATOR 3M™ COMPLY™



7.970 699



6.274 555

Indikatoren Klasse 4 mit Endpunktreaktion. Mit chemischer Beschichtung, verändern ihre Farbe wenn der Sterilisationszyklus erfolgreich abgeschlossen wurde. Indikatorstreifen für Dampfsterilisation oder Sterilisation mittels Ethylenoxid.

- Dampfsterilisation Farbumschlag von gelb nach schwarz
- EO-Sterilisation Farbumschlag von rot nach grün
- Sparsam durch die Möglichkeit des Halbierens
- Erfüllt die Norm EN ISO 11140-1

Beschreibung	Menge	Bestell Nr.	Preis	Jetzt
	pro VE		EUR	EUR
Comply™ 1250 Multiparameter Indikatoren, Dampf	240	7.970 699	<del>43,20</del>	<b>36,72</b>
Comply™ 1251 Multiparameter Indikatoren, Ethylenoxid (EO)	240	6.274 555	<del>57,60</del>	<b>48,96</b>

**-15%**