

In der Tabelle finden Sie die Artikelnummern der CHEMSOLUTE® Chemikalien mit den dazugehörigen Gewinnendengrößen sowie den passenden Öffnungshilfen und Auslaufhähnen.

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
320.5000	5 L	Xylol-Ersatz	-	DIN 50	nein	Z1295	Z151
326.5000	5 L	Xylol	-	DIN 51	nein	Z1295	Z151
326.9010	10 L	Xylol	245 x 195 x 328	60 mm	nein	Z1295	Z151
326.9025	25 L	Xylol	-	2"	nein	Z1299	-
371.5000	5 L	Xylol	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
410.9020	20 L	Wasserstoffperoxid 25 %	295 x 242 x 405	DIN 61	nein	Z1295	-
445.9030	30 kg	Wasserstoffperoxid 30 %	-	Nr. 61	nein	Z1295	-
449.91100	1000 L	Wasserstoffperoxid	1200 x 1000 x 1160	150 mm + 50 mm (IBC)	nein	Z1295	-
464.5000	5 L	Wasser, deionisiert	185 x 133 x 282	38 mm	nein	Z1295	-
469.5000	5 L	Wasser	-	46 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
469.9010	10 L	Wasser	-	37,5 mm	nein	Z1295	-
480.5000	5 L	Wasser	-	Nr. 45	nein	Z1295	-
480.9010	10 L	Wasser	-	Nr. 45	nein	Z1295	-
480.9020	20 L	Wasser	-	Nr. 61	nein	Z1295	Z142
741.9025	25 L	Tetrahydrofuran	-	2" + ¾"	nein	Z1299	-
752.8025	25 L	Toluol	450 x 246 x 290	DIN 61	nein	Z1295	-
752.9025	25 L	Toluol	Höhe 487 mm	2"	nein	Z1299	-
752.9200	200 L	Toluol	Höhe ca. 880 mm	2" + ¾"	nein	Z1299	-
809.9020	20 L	Siedesalzlösung	288 x 258 x 378	Nr. 61	nein	Z1295	-
836.5000	5 L	Salzsäure 37 %	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
836.9020	20 L	Salzsäure 37 %	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
869.9010	10 L	Natronlauge 15 %	228 x 204 x 306	Nr. 51	nein	Z1295	-
874.5000	5 L	Schwefelsäure	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
874.9025	25 L	Schwefelsäure	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
877.91400	1400 kg	Schwefelsäure	1200 x 1000 x 1160	150 mm + 50 mm (IBC)	nein	Z1295	-
889.9010	10 L	Salzsäure 30 %	228 x 204 x 306	Nr. 51	nein	Z1295	-
892.9025	25 L	Salzsäure 37 %	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
898.9070	70 kg	Schwefelsäure 96 %	395 x 345 x 645	Nr. 71	nein	Z1295	-
1136.5000	5 L	2-Propanol	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
1136.9025	25 L	2-Propanol	Höhe 487 mm	2"	nein	Z1299	-
1136.9050	50 L	2-Propanol	k. a.	2"	nein	Z1299	-
1136.9200	200 L	2-Propanol	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1138.5000	5 L	2-Propanol	189 x 158 x 251	50 mm	nein	Z1295	-
1138.9025	25 L	2-Propanol	294 x 242 x 470	60 mm	nein	Z1295	Z142
1138.9200	200 L	2-Propanol	Höhe ca. 880	2"	nein	Z1299	-
1150.5000	5 L	2-Propanol	251 x 145 x 192	45 mm	ja	Z1295	Z140 / Z142
1150.9010	10 L	2-Propanol	307 x 190 x 230	45 mm	ja	Z1295	Z152
1150.9025	25 L	2-Propanol	450 x 246 x 290	61 mm	nein	Z1295	Z142
1155.9200	200 L	2-Propanol	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1157.5000	5 L	2-Propanol	195 mm x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
1157.9025	25 L	2-Propanol	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
1160.9180	200 L	Paraffinöl	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1166.9125	200 L	n-Pentan	Höhe ca. 880	2"	nein	Z1299	-
1176.5000	5 L	Petroleumbenzin	Höhe 334	DIN 54	nein	Z1299	-
1176.9025	25 L	Petroleumbenzin	Höhe 487	2" + ¾"	nein	Z1299	-

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
1180.5000	5 L	1,3-Propandiol	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
1182.5000	5 L	2-Propanol	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
1182.9025	25 L	2-Propanol	Höhe 487	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1184.9025	25 L	2-Propanol	450 x 246 x 290	61 mm	nein	Z1295	Z142
1186.9025	25 L	Petroleumbenzin (80 – 110 °C)	Höhe 540	2" + ¾"	nein	Z1299	Z142
1194.5000	5 L	Petroleumbenzin (40 – 60 °C)	Höhe 334	DIN 54	nein	Z1299	-
1194.9025	25 L	Petroleumbenzin (40 – 60 °C)	Höhe 487	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1197.5000	5 L	2-Propanol	251 x 190 x 145	RD 45 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
1197.9010	10 L	2-Propanol	310 x 230 x 190	RD 45 mm	nein	Z1295	Z152
1197.9025	25 L	2-Propanol	450 x 246 x 290	61 mm	nein	Z1295	Z142
1198.9025	25 L	Phosphorsäure	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
1199.5000	5 L	2-Propanol	-	DIN 51	nein	Z1295	-
1230.5000	5 L	Oxalsäure	-	DIN 51	nein	Z1295	Z151
1306.9076	76 kg	Natronlauge	395 x 345 x 645	Nr. 71	nein	Z1295	-
1324.9030	30 kg	Natronlauge	-	Nr. 61	nein	Z1295	-
1363.91500	1500 kg	Natronlauge	1200 x 1000 x 1160	150 mm + 50 mm (IBC)	nein	Z1295	-
1376.9010	10 L	Natronlauge 15 %	228 x 204 x 406	54 mm	nein	Z1295	-
1380.9030	30 kg	Natronlauge	-	Nr. 61	nein	Z1295	-
1390.5011	5 L	Natronlauge	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
1390.9010	10 L	Natronlauge 32 %	-	DIN 51	nein	Z1295	Z151
1390.9020	20 L	Natronlauge	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
1390.9025	25 L	Natronlauge 32 %	Höhe 452	DIN 61	nein	Z1295	-
1390.91000	1000 L	Natronlauge	1200 x 1000 x 1160	150 mm + 50 mm (IBC)	nein	Z1295	-
1391.9025	25 L	Natronlauge 25 %	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
1411.5000	5 L	Methanol	225 x 195 x 160	DIN 45	nein	Z1295 / Z1299	Z151
1415.5000	5 L	1-Methyl-2-Pyrrolidon	200 x 120 x 280	45 mm	ja	Z1295	-
1437.9025	25 L	Methanol	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
1437.9050	50 L	Methanol	Höhe ca. 580	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1437.9200	200 L	Methanol	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
1462.9025	25 L	Methanol	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
1480.9025	25 L	Methanol-Wasser 50/50	-	48 mm	nein	Z1295	-
1483.5000	5 L	2-Methyltetrahydrofuran	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
1619.5000	5 L	Kaliumchloridlösung	-	38 mm	nein	Z1295	-
1929.9025	25 L	n-Hexan	Höhe 487	2"	nein	Z1299	-
1948.9025	25 L	n-Heptan	-	2"	nein	Z1299	-
1966.9200	200 L	n-Heptan	Höhe ca. 880	2"	nein	Z1299	-
1975.5011	5 L	n-Hexan	-	42 mm	nein	Z1295	-
2020.9025	25 L	Glycerin	-	Nr. 61	nein	Z1295	-
2134.5000	5 L	Formaldehydlösung 4 %	251x145x190	DIN 45	nein	Z1295 / Z1299	Z151
2135.5000	5 L	Formaldehydlösung 4,5 %	251x145x190	DIN 45	nein	Z1295 / Z1299	Z151
2135.9010	10 L	Formaldehydlösung 4,5 %	307x190x230	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2137.9025	25 L	Formaldehydlösung 37 %	450 x 246 x 290	DIN 61	nein	Z1295	-
2140.5000	5 L	Formamid	175 x 294	DIN 45	nein	Z1295	-
2202.5000	5 L	Ethanol 70 %	251 x 145 x 192	45 mm	ja	Z1295	Z140 / Z152
2202.9010	10 L	Ethanol 70 %	307 x 190 x 230	45 mm	ja	Z1295	Z152
2202.9025	25 L	Ethanol 70 %	450 x 246 x 290	61 mm	nein	Z1295	Z142
2202.9200	200 L	Ethanol 70 %	Höhe ca 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2203.5000	5 L	Ethanol 80 %	251 x 145 x 192	45 mm	ja	Z1295	Z140 / Z152

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
2206.5000	5 L	Ethanol 96 %	251x145x190	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2206.6025	25 L	Ethanol 96 %	292 x258 x395	57 Balg	nein	Z1295	-
2206.9010	10 L	Ethanol 96 %	307 x 190 x 230	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2206.9025	25 L	Ethanol 96 %	465 x 290 x 230	DIN 51	nein	Z1295	Z142
2207.5000	5 L	Ethanol 70 %	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2209.5000	5 L	Ethanol 96 %	232 x 190 x 143	RD 45	nein	Z1295	Z140 / Z152
2209.9010	10 L	Ethanol 96 %	230 x 191 x 290	RD 45	nein	Z1295	Z140 / Z152
2209.9025	25 L	Ethanol 96 %	290 x 234 x 441	DIN 60	nein	Z1295	Z142
2209.9200	200 L	Ethanol 96 %	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2211.5000	5 L	Ethanol 99 %	232 x 190 x 143	RD 45	nein	Z1295	Z140 / Z152
2211.9010	10 L	Ethanol 99 %	230 x 191 x 290	RD 45	nein	Z1295	Z140 / Z152
2211.9025	25 L	Ethanol 99 %	290 x 234 x 441	DIN 60	nein	Z1295	Z142
2212.5000	5 L	Ethanol 99 %	251x145x190	51 mm	nein	Z1295 / Z1298 / Z1299	Z151
2212.6025	25 L	Ethanol 99 %	292x 258 x395	Din 57	nein	Z1295	-
2212.9010	10 L	Ethanol 99 %	307 x 190 x 230	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2212.9025	25 L	Ethanol 99 %	465 x 290 x 230	DIN 51	nein	Z1295	Z142
2212.9200	200 L	Ethanol 99 %	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2235.9200	200 L	Ethanol 99 %	Höhe ca 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2246.5000	5 L	Ethanol ABS.	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2246.9025	25 L	Ethanol ABS.	-	48 mm	nein	Z1295	-
2248.5000	5 L	Ethanol verg. mit Petrolether	251 x 145 x 190	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2253.9045	45 kg	Eisen(III)chlorid-Lösung	395 x 345 x 645	Nr. 71	nein	Z1295	-
2257.5000	5 L	Ethylacetat	189 x 158 x 251	50 mm	nein	Z1295	Z151
2262.5000	5 L	Ethanol VLSI	195 x 147 x 242	45 mm	nein	Z1295	-

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
2267.9200	200 kg	N-Ethyl-2-pyrrolidon	Höhe ca. 880	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2273.5000	5 L	Ethanol	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2273.9025	25 L	Ethanol	-	48 mm	nein	Z1295	-
2282.9025	25 L	Ethylenglycol	300 x 248 x 452	DIN 61	nein	Z1295	-
2286.5000	5 L	Ethanol	-	42 mm	nein	Z1295	-
2286.9025	25 L	Ethanol	-	48 mm	nein	Z1295	-
2289.9025	25 L	Essigsäure	270 x 220 x 450	58 mm	nein	Z1295	Z142
2314.5000	5 L	1,3-Dioxolan	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2351.5000	5 L	Diisopropylether	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2362.5000	5 L	Diethyleter	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2371.9025	25 L	Dichlormethan	Höhe 487	2"	nein	Z1299	-
2424.9010	10 L	Citronensäurelösung 25 %	228 x 204 x 306	Nr. 51	nein	Z1295	-
2425.9025	25 L	Citronensäurelösung 50 %	288 x 258 x 378	Nr. 61	nein	Z1295	-
2425.91000	1000 L	Citronensäurelösung 50 %	1200 x 1000 x 1160	150 mm + 50 mm (IBC)	nein	Z1295	-
2475.9025	25 L	Chloroform	Höhe 487	2"	nein	Z1299	-
2497.5000	5 L	Cyclopentylmethylether	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
2544.5000	5 L	Borsäure 2 %	-	38 mm	nein	Z1295	-
2544.9010	10 L	Borsäure 2 %	232 x 198 x 322	DIN 60	nein	Z1295	-
2545.5000	5 L	Borsäure 4 %	-	38 mm	nein	Z1295	-
2550.9010	10 L	1,4-Butandiol	226 x 197 x 318	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2555.5000	5 L	Borsäure 3 %	195 x 147 x 254	DIN 51	nein	Z1295	-
2557.5000	5 L	Borsäure 1 %	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2581.5000	5 L	tert.-Butylmethylether	195 x 147 x 242	50 mm	nein	Z1295	Z143
2630.5000	5 L	Aceton-Salzsäuremischung 95/4	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	-

## CHEMSOLUTE® PRODUKTE

## ZUBEHÖR

Art. Nr.	Nenninhalt	Artikelbezeichnung	Gebindemaße (mm)	Gewinde bzw. Öffnungsgröße	Adapter notwendig?	Passende Öffnungshilfe	Passende Auslaufhähne
2632.5000	5 L	Aceton	189 x 158 x 251	50 mm	nein	Z1295	-
2647.5000	5 L	Aceton	200 x 120 x 280	36 mm	nein	Z1295	-
2647.9025	25 L	Aceton	270 x 220 x 450	58 mm	nein	Z1295	Z142
2649.9200	200 L	Aceton	Höhe ca. 880 mm	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2654.5000	5 L	Aceton	200 x 120 x 280	36 mm	nein	Z1295	-
2654.5010	5 L	Aceton	220 x 180 x 350	DIN 50	nein	Z1295	Z143
2654.9025	25 L	Aceton	270 x 220 x 450	2" + ¾"	nein	Z1295	Z142
2659.5000	5 L	Aceton	195 x 147 x 242	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2659.6025	25 L	Aceton	313 x 465	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2659.9025	25 L	Aceton	Höhe 487 mm	DIN 61	nein	Z1295	-
2672.5000	5 L	Ammoniaklösung 25 %	195 x 147 x 254	DIN 51	nein	Z1295	Z151
2672.9025	25 L	Ammoniaklösung 25 %	Höhe 487 mm	DIN 61	nein	Z1295	-
2679.5000	5 L	Ammoniak	168 x 168 x 332	DIN 45	nein	Z1295 / Z1299	Z151
2680.9200	200 L	Aceton	Höhe ca. 880 mm	2" + ¾"	nein	Z1299	-
2692.5000	5 L	Acetonitril	-	42 mm	nein	Z1295	Z140 / Z152
DG10185.5000	5 L	Phosphorsäure	182 x 162 x 235	Mündung Nr. 61	nein	Z1295	-
DG1250.9008	8 L	Ameisensäure	230 x 196 x 310	Mündung Nr. 61	nein	Z1295	-
DG1250.9010	10 L	Ameisensäure	230 x 196 x 310	Mündung Nr. 61	nein	Z1295	-
DG1250.9095	9,5 L	Ameisensäure	230 x 196 x 310	Mündung Nr. 61	nein	Z1295	-
DG8015.9020	20 L	Phosphorsäure	290 x 256 x 465	Mündung Nr. 61	nein	Z1295	-